

Warum selekt-ID?

Wir sind jederzeit für Sie erreichbar – bei Fragen, Problemen oder um neue Ideen zu besprechen.

Wir sind Naturwissenschaftler und kennen den Druck in Forschung und Entwicklung. Daher sind wir überzeugt davon, dass man sich auf seine Stärken konzentrieren muss. Als Forscher oder Entwickler sollte man sich nicht täglich mit Routineanalysen beschäftigen müssen. Hier ist selekt-ID der erste Ansprechpartner: Wir bieten höchste Qualität bei schnellster Bearbeitungszeit und bestem Kundensupport.

Um einen hochwertigen Service gewährleisten zu können, unterliegen alle unsere Abläufe einem hohen Qualitätsstandard:

Wir arbeiten streng nach standardisierten Verfahrensanweisungen, eine Zertifizierung nach ISO9001 und Akkreditierung nach ISO17025 wird derzeit intensiv vorangetrieben.

Die selekt-ID BIOLABS GmbH ist bestens vernetzt, durch unsere Kooperationspartner können wir ein breites Spektrum an Methoden anbieten, bzw. passende Firmen vermitteln.

Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt – testen Sie uns!

Kontakt



Der molekularbiologische
Dienstleister an Ihrer Seite


selekt-ID BIOLABS GmbH
Ostendstraße 25
TGS HAUS 7
12459 Berlin

Fon: +49 30 5301075-0
Fax: +49 30 5301075-1
E-Mail: info@selekt-id.de

www.selekt-id.de

Identifikation von Mikroorganismen

Höchste Qualität bei schnellster
Bearbeitungszeit und bestem Support.



Ablauf der Bestellung

So einfach wie möglich: Sie schicken die Proben ein, wir nennen Ihnen den Organismus. Der Komplettservice von der Kultur bis zur Identifizierung des Keims:



Proben einschicken



Order erstellen



Prüfbericht erhalten

Sie müssen sehr schnell wissen, um was für einen Organismus es sich handelt? Kein Problem, mit unserem Express-Service erhalten Sie innerhalb von 48 Stunden nach Probeneingang bei selekt-ID ein Ergebnis – das garantieren wir Ihnen. In der Regel können wir Ihnen sogar innerhalb von 24 Stunden* die Daten liefern.

Die Bearbeitungszeit im Economy-Service beträgt maximal fünf Arbeitstage, in der Regel erhalten Sie Ihr Ergebnis innerhalb von 72 Stunden* nach Probeneingang.

*Der Laborbetrieb erfolgt von Montag bis Freitag, so dass die angegebenen Bearbeitungszeiten innerhalb dieser Spanne realisiert werden. Wenn es ganz dringend ist, sprechen Sie uns einfach an: Wir finden eine Lösung.

Proben einschicken

Wir benötigen lediglich einen kleinen Teil Ihrer Reinkultur zur Bestimmung des Organismus'. Wir empfehlen die Probe in einem 1,5 ml SafeLock Gefäß einzusenden und mit 750 µL Ethanol (80%) zu übergeben. Dadurch besteht keine Gefährdung nach BiostoffVO während des Transports. Alternativ können Sie uns die Proben auch in Petrischalen auf festem Agar zuschicken.

Verwenden Sie bitte immer einen Luftpolsterumschlag, um das Risiko eines Transportschadens zu minimieren und senden diesen an unser Berliner Labor:

selekt-ID BIOLABS GmbH
Ostendstraße 25 · TGS HAUS 7 · 12459 Berlin

Um die Proben eindeutig zuordnen zu können legen Sie bitte das ausgedruckte und unterschriebene Bestellformular mit bei.

Order erstellen

Wir möchten Sie bitten, uns das Bestellformular auch in elektronischer Form zukommen zu lassen, da wir so die Probennamen herauskopieren können. So werden falsche Benennungen durch Tippfehler ausgeschlossen. Das Bestellformular senden Sie bitte an order@selekt-id.de.

Prüfbericht erhalten

Wir vergleichen die Sequenz Ihrer Probe mit der Datenbank NCBI, welche weltweit die Größte Ihrer Art ist.

Für jede Probe erhalten Sie einen Prüfbericht, der folgende Angaben enthält:

- ◆ Name des Organismus
- ◆ Übereinstimmung mit den Eintrag in der Datenbank in %
- ◆ Accessionnumber, so dass Sie selber alle Details in der Datenbank nachsehen können
- ◆ Kommentare zu eventuellen Auffälligkeiten während der Analyse

Darüber hinaus stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne die ermittelten Sequenzen zur Verfügung.